

活動リスト (IS015189認定範囲)

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	物質 #1	物質 #2	測定方法	SOP番号	変更点	日付	備考
1 尿・糞便等一般検査	D000 尿中一般物質定性半定量検査	尿中一般物質定性半定量検査(比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ))	尿		ユリフレットS 9UB	JIKEI-SOP-4001			
		D001 尿中特殊物質定性定量検査							
		1 尿蛋白	尿		マイクロTP-AR 2	JIKEI-SOP-1071			
		2 尿グルコース	尿		Lタイプワコー Glu2	JIKEI-SOP-1072			
	D002 尿沈渣(鏡検法)	尿沈渣(鏡検法)	尿		鏡検法/画像解析法	JIKEI-SOP-4002			
	D003 糞便検査	7 糞便中ヘモグロビン	便		OC-ヘモディア オートⅢ ‘栄研’	JIKEI-SOP-1070	採便容器の緩衝液変更	2024/11/1	
	2 血液学的検査	D005 血液形態・機能検査	5 末梢血液一般検査(赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数)	血液		スルホライザ	JIKEI-SOP-3001		
2 網赤血球数			血液		フルオロセル RET	JIKEI-SOP-3002			
4 好酸球数			血液		フルオロセル WDF	JIKEI-SOP-3003			
6 末梢血液像(鏡検法)			血液		メイグリンワルド染色液	JIKEI-SOP-3004			
3 末梢血液像(自動機械法)			血液		メイグリンワルド染色液	JIKEI-SOP-3005			
		9 ヘモグロビン A1c (HbA1c)	血液		HA-8190V (HPLC法)	JIKEI-SOP-1063	機器更新	2026/3/25	
D006 出血・凝固検査		2 プロトロンビン時間 (PT)	血漿		コアグピアPT-Liquid	JIKEI-SOP-3012			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)	血漿		コアグピアAPTT-N	JIKEI-SOP-3013			
		4 フィブリノゲン定量	血漿		コアグピアFbg	JIKEI-SOP-3014			
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物 (FDP) 定量	血漿		ナノピアP-FDP	JIKEI-SOP-3015			
	17 Dダイマー	血漿		ナノピアDダイマー	JIKEI-SOP-3016				
3 生化学的検査 I	D007 血液化学検査	1 総ビリルビン	血清		総ビリルビンE-HAテストワコー	JIKEI-SOP-1005			
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清		直接ビリルビンE-HAテストワコー	JIKEI-SOP-1006			
		1 総蛋白	血清		Lタイプワコー TP	JIKEI-SOP-1010			
		1 アルブミン (BCP改良法)	血清		Lタイプワコー ALB-BCP	JIKEI-SOP-1011			
		1 尿素窒素	血清	尿	Lタイプワコー UN・V	JIKEI-SOP-1017			
		1 クレアチニン	血清	尿	Lタイプワコー CRE・M	JIKEI-SOP-1018			
		1 尿酸	血清	尿	Lタイプワコー UA・M	JIKEI-SOP-1019			
		1 アルカリホスファターゼ (ALP)	血清		Lタイプワコー ALP IFCC	JIKEI-SOP-1007			
		1 コリンエステラーゼ (ChE)	血清		Lタイプワコー ChE・J	JIKEI-SOP-1004			
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)	血清		Lタイプワコー γ-GT・J	JIKEI-SOP-1009			
		1 中性脂肪	血清		デタミナーL TG II	JIKEI-SOP-1031			
		1 ナトリウム及びクロール	血清	尿	LABOSPECT 008 α (イオン選択電極法)	JIKEI-SOP-1021			
		1 カリウム	血清	尿	LABOSPECT 008 α (イオン選択電極法)	JIKEI-SOP-1022			
		1 カルシウム	血清	尿	イアトロCa	JIKEI-SOP-1024	試薬変更	2026/4/1	
		1 マグネシウム	血清	尿	Lタイプワコー Mg・N	JIKEI-SOP-1025			
		1 グルコース	血液		GA-1180 (電極法)	JIKEI-SOP-1062	機器更新	2026/3/25	
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)	血清		Lタイプワコー LD・IF	JIKEI-SOP-1003			
		1 アミラーゼ	血清	尿	Lタイプワコー アミラーゼ	JIKEI-SOP-1012			
		1 ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	血清		Lタイプワコー LAP	JIKEI-SOP-1008			
		1 クレアチンキナーゼ (CK)	血清		Lタイプワコー CK	JIKEI-SOP-1014			
		1 鉄 (Fe)	血清		Lタイプワコー Fe・N	JIKEI-SOP-1027			
		1 不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法)	血清		Lタイプワコー UIBC	JIKEI-SOP-1028			
		3 HDL-コレステロール	血清		メタボリード HDL-C	JIKEI-SOP-1032			
		3 無機リン(及びリン酸)	血清	尿	Lタイプワコー 無機リン	JIKEI-SOP-1026			
		3 総コレステロール	血清		デタミナーL TC II	JIKEI-SOP-1030			
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)	血清		Lタイプワコー AST・J2	JIKEI-SOP-1001			
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)	血清		Lタイプワコー ALT・J2	JIKEI-SOP-1002			
4 LDL-コレステロール	血清		メタボリード LDL-C	JIKEI-SOP-1033					
16 アンモニア	血液		富士ドライケムスライド NH3-W II	JIKEI-SOP-1061					

活動リスト (ISO15189認定範囲)

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	物質* M1	物質* M2	測定方法	SOP番号	変更点	日付	備考
		17 グリコアルブミン	血清		ルシカ GA-L2	JIKEI-SOP-1034	製造中止のため後継試薬に変更 基準値変更	2024/3/1 2024/4/1	
		36 血液ガス分析	血液		ABL800	JIKEI-SOP-1079	ABL825 機器更新 SOP番号 8027⇒1079へ変更	2024/9/12 2024/12/1	
5 免疫学的検査									
	D011 免疫血液学的検査								
		1 ABO血液型	血液		オーソバイオビュー抗A、抗B、抗Dカセット	JIKEI-SOP-5001	VISION 機器更新	2024/8/23	
		1 Rh (D) 血液型	血液		オーソバイオビュー抗A、抗B、抗Dカセット	JIKEI-SOP-5001	SOP-5002を統合した VISION 機器更新	2024/7/1 2024/8/23	
		2 Coombs試験 (直接、間接)	血液		オーソクームス血清バイオクロン	JIKEI-SOP-5003 JIKEI-SOP-5004			
	D012 感染症免疫学的検査								
		1 梅毒血清反応 (STS) 定性	血清		メディエース RPR	JIKEI-SOP-2033			
		1 抗ストレプトリジン0 (ASO) 定量	血清		エルピアエース ASO II	JIKEI-SOP-1036			
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	血清		メディエース TPLA	JIKEI-SOP-2032			
		13 HTLV-1抗体定性	血清		Alinity HTLV・アポット	JIKEI-SOP-2038	機器更新	2026/3/19	
		16 HIV-1, 2抗原・抗体同時測定定性	血清		Alinity HIV Ag/Ab コンポアッセイ・アポット	JIKEI-SOP-2037	機器更新	2026/3/19	
	D013 肝炎ウイルス関連検査								
		3 HBs抗原	血清		Alinity HBsAg QT・アポット	JIKEI-SOP-2034	機器更新	2026/3/19	
		3 HBs抗体	血清		Alinity オーサブ・アポット	JIKEI-SOP-2035	機器更新	2026/3/19	
		5 HCV抗体定性・定量	血清		Alinity HCV Ab・アポット	JIKEI-SOP-2036	機器更新	2026/3/19	
	D014 自己抗体検査								
		2 リウマトイド因子 (RF) 定量	血清		イアトロRF II	JIKEI-SOP-1037			
	D015 血漿蛋白免疫学的検査								
		1 C反応性蛋白 (CRP)	血清		CRP-ラテックス X2「生研」	JIKEI-SOP-1035			
		4 免疫グロブリン (IgG, IgA, IgM)	血清		N-アッセイ TIA ニットーポー	JIKEI-SOP-1038			
		8 C3	血清		N-アッセイ TIA C3-SH ニットーポー	JIKEI-SOP-1041			
		8 C4	血清		N-アッセイ TIA C4-SH ニットーポー	JIKEI-SOP-1042			
6 微生物学的検査									
	D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査								
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	喀痰	その他	オーラミン・ローダミン法	JIKEI-SOP-6005			
		3 その他のもの	喀痰	その他	グラム染色 バーミー法	JIKEI-SOP-6001			
	D018 細菌培養同定検査								
		1 細菌培養同定検査 (口腔・気道・呼吸器、消化管、血液・穿刺液、泌尿器・生殖器、その他)	喀痰	その他	血液寒天培地、チョコレート寒天培地、BTB寒天培地、その他培地 MALDI-TOF-MS、DxM1096マイクロキャン WalkAway	JIKEI-SOP-6002 JIKEI-SOP-6003			
		2							
		3							
		4							
		5							
		6 簡易培養検査 嫌気性培養	尿 穿刺液	分泌液 その他	トリコモナス培地-N ブルセラHK寒天培地、HK半流動培地	JIKEI-SOP-6011 JIKEI-SOP-6002 JIKEI-SOP-6003			
	D019 細菌薬剤感受性検査								
		細菌薬剤感受性検査	喀痰	その他	微量液体希釈法、ディスク拡散法	JIKEI-SOP-6004			
	D020 抗酸菌分離培養検査								
		2 抗酸菌分離培養 (それ以外のもの)	喀痰	その他	2%小川培地	JIKEI-SOP-6006			
非基幹項目									
11 尿・糞便等一般検査									
	D001 尿中特殊物質定性定量検査								
		3 尿浸透圧	尿		オズモステーション OM-6060	JIKEI-SOP-1069	機器更新	2023/7/28	
		5 N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG) (尿)	尿		Lタイプワコー NAG	JIKEI-SOP-1059			
		8 アルブミン定量 (尿)	尿		オートワコー マイクロアルブミン	JIKEI-SOP-1057			
	D002-2 尿沈渣 (70-μmトリ法)								
	D003 糞便検査								
		1 虫卵検出 (集卵法) (糞便)	便		鏡検法 (MGL法)	JIKEI-SOP-4003			
		2 糞便塗抹顕微鏡検査 (虫卵及び消化状況観察を含む。)	便		鏡検法	JIKEI-SOP-4003			
	D004 穿刺液・採取液検査								

活動リスト (IS015189認定範囲)

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	物質 M1	物質 M2	測定方法	SOP番号	変更点	日付	備考
		4 髄液一般検査 (蛋白定量、糖定量、細胞数、細胞種類)	穿刺液		サムソン液 Fuchs-Rosenthal法 スルホライザ	JIKEI-SOP-4005			
		5 精液一般検査	分泌液		鏡検法	JIKEI-SOP-4004			
12 血液学的検査									
	D005 血液形態・機能検査								
		1 赤血球沈降速度 (ESR)	血液		キャピラリー・フォトメトリー法	JIKEI-SOP-3019	機器更新	2024/12/4	
		3 血液浸透圧	血清		オズモステーション OM-6060	JIKEI-SOP-1069	機器更新	2023/7/28	
		7 血中微生物検査	血液		メイグリーンワルド染色液	JIKEI-SOP-3020			
		6 末梢血液像 (特殊染色)	血液		DAB染色キット PAS染色キット エステラーゼ染色キット エステラーゼAS-D染色キット Fe染色キット	JIKEI-SOP-3007 JIKEI-SOP-3009 JIKEI-SOP-3008 JIKEI-SOP-3008 JIKEI-SOP-3010			
		14 骨髓像	穿刺液		メイグリーンワルド染色液	JIKEI-SOP-3011			
		14 骨髓像 (特殊染色)	穿刺液		DAB染色キット PAS染色キット エステラーゼ染色キット エステラーゼAS-D染色キット Fe染色キット	JIKEI-SOP-3007 JIKEI-SOP-3009 JIKEI-SOP-3008 JIKEI-SOP-3008 JIKEI-SOP-3010			
	D006 出血・凝固検査								
		1 出血時間	血液		Duke法	JIKEI-SOP-9001			
		8 血小板凝集能	血漿		「MCM」ADP MCMコラーゲンH リストセチン	JIKEI-SOP-3018	機器変更	2024/4/5	
		10 アンテトロンピン活性	血漿		テストチームS ATⅢ	JIKEI-SOP-3017			
	D006-10 GCR4タンパク (フローサイトメトリー法)								
	D006-21 血液粘弾性検査								
13 生化学的検査 I									
	D007 血液化学検査								
		6 リパーゼ	血清		リパーゼ カラーオートテストワコー	JIKEI-SOP-1013	基準値変更	2024/4/1	
		22 CK-MB	血清		Lタイプワコー CK-MB mass II	JIKEI-SOP-1015			
		25 フェリチン定量	血清		FER-ラテックスRX「生研」	JIKEI-SOP-1029			
		27 エタノール	血清		「セロテック」ALC-L	JIKEI-SOP-1044			
		28 KL-6	血清		ナノピア KL-6	JIKEI-SOP-1046			
		29 心筋トロポニンI	血清		AIA-バックCL トロポニンI	JIKEI-SOP-2039	機器更新	2025/3/19	
		37 肺サーファクタント蛋白-D (SP-D)	血清		ナノピア SP-D	JIKEI-SOP-1078	外注から院内検査へ	2025/4/1	
		37 亜鉛 (Zn)	血清		エスバ・Zn II	JIKEI-SOP-1076			
		48 Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体	血清		HISCL M2BPGi-Qt	JIKEI-SOP-2043	定量試薬に変更	2026/1/5	
		57 ロイシンリッチα2グロブリン	血清		ナノピアLRG	JIKEI-SOP-1077	外注から院内検査へ	2023/12/1	
		58 プロカルシトニン (PCT) 定量	血清		Alinity BRAHMS PCT・アボット	JIKEI-SOP-2015	機器更新	2026/3/19	
14 生化学的検査 II									
	D008 内分泌学的検査								
		1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 定性	尿		ゴナスティック25	JIKEI-SOP-4006			
		6 プロラクチン (PRL)	血清		エクルーシス試薬 プロラクチンⅢ	JIKEI-SOP-2018			
		9 甲状腺刺激ホルモン (TSH)	血清		AIA-バックCL TSH	JIKEI-SOP-2001	機器更新	2025/3/19	
		10 インスリン (IRI)	血清		Alinity インスリン・アボット	JIKEI-SOP-2022	基準値変更 機器更新	2024/4/1 2026/3/19	
		11 レニン定量	血漿		アキュラシード レニン (ARC)	JIKEI-SOP-2021	機器更新	2025/2/12	
		13 卵巣刺激ホルモン (FSH)	血清		エクルーシス試薬 FSH II	JIKEI-SOP-2017			
		13 黄体形成ホルモン (LH)	血清		エクルーシス試薬 LH	JIKEI-SOP-2016			
		15 遊離トリヨードサイロニン (FT3)	血清		AIA-バックCL FT3	JIKEI-SOP-2002	機器更新	2025/3/19	
		15 遊離サイロキシニン (FT4)	血清		AIA-バックCL FT4 II	JIKEI-SOP-2003	機器更新 試薬変更	2025/3/19 2025/9/26	
		15 コルチゾール	血漿		エクルーシス試薬 コルチゾールⅡ	JIKEI-SOP-2045	外注から院内検査へ	2024/4/1	
		16 アルドステロン	血漿		アキュラシード アルドステロン・S	JIKEI-SOP-2020	機器更新	2025/2/12	
		17 サイログロブリン	血清		エクルーシス試薬 IgⅡ	JIKEI-SOP-2027			
		20 脳性Na利尿ペプチド (BNP)	血漿		AIA-バックCL BNP	JIKEI-SOP-2004	機器更新	2025/3/19	
		21 ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 定量	血清		AIA-バックCL βHCG	JIKEI-SOP-2025	機器更新	2025/3/19	
		24 プロゲステロン	血清		エクルーシス試薬 プロゲステロンⅢ	JIKEI-SOP-2024			

活動リスト (ISO15189認定範囲)

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	物質 M1	物質 M2	測定方法	SOP番号	変更点	日付	備考
		33 副甲状腺ホルモン (PTH)	血清		エクルーシス試薬 PTH	JIKEI-SOP-2030	改良試薬に変更	2024/12/9	
		36 エストラジオール (E2)	血清		エクルーシス試薬 E2IV	JIKEI-SOP-2023			
		37 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	血漿		エクルーシス試薬 ACTH	JIKEI-SOP-2044	外注から院内検査へ	2024/4/1	
	D009 腫瘍マーカー								
		2 癌胎児性抗原 (CEA)	血清		AIA-バックCL CEA	JIKEI-SOP-2005	機器更新	2025/3/19	
		3 α-フェトプロテイン (AFP)	血清		AIA-バックCL AFP	JIKEI-SOP-2006	機器更新	2025/3/19	
		4 扁平上皮癌関連抗原 (SCC抗原)	血清		Alinity SCC・アボット	JIKEI-SOP-2011	機器更新	2026/3/19	
		6 CA15-3	血清		AIA-バックCL CA15-3	JIKEI-SOP-2010	機器更新	2025/3/19	
		9 CA19-9	血清		AIA-バックCL CA19-9	JIKEI-SOP-2008	機器更新	2025/3/19	
		9 前立腺特異抗原 (PSA)	血清		AIA-バックCL PSA	JIKEI-SOP-2012	機器更新	2025/3/19	
		10 PIVKA-II 定量	血清		AIA-バックCL PIVKA-II	JIKEI-SOP-2007	機器更新	2025/3/19	
		11 CA125	血清		AIA-バックCL CA125	JIKEI-SOP-2009	機器更新	2025/3/19	
		12 神経特異エノラーゼ (NSE)	血清		エクルーシス試薬 NSE	JIKEI-SOP-2013			
		17 サイトケラチン19フラグメント (シフラ)	血清		エクルーシス試薬 シフラ 21-1	JIKEI-SOP-2014			
		21 ガストリン放出ペプチド前駆体 (ProGRP)	血清		エクルーシス試薬 ProGRP	JIKEI-SOP-2046	外注から院内検査へ	2025/4/1	
		30 可溶性インターロイキン-2レセプター (sIL-2R)	血清		ナノピアIL-2R (Nタイプ)	JIKEI-SOP-1074	製造中止のため後継試薬に変更	2024/3/1	
	D010 特殊分析								
15 免疫学的検査									
	D011 免疫血液学的検査								
		3 Rh (その他の因子) 血液型	血液		オーソ パイオクロンRh式血液型判定用ノ抗Cノ抗cノ抗Eノ抗e	JIKEI-SOP-5005	製造中止のため後継試薬に変更 抗Jka 抗Jkb	2024/6/10 2024/8/5	
		4 不規則抗体	血漿	血清	オーソパイオビュー抗IgGカセット オーソクームス血清パイオクロン	JIKEI-SOP-5010	VISION 機器更新	2024/8/23	
		5 ABO血液型関連糖転移酵素活性	血漿		ガルサーブAB	JIKEI-SOP-5009			
		7 ABO血液型亜型	血液		オーソ 抗A1レクテン オーソ抗Hレクテン	JIKEI-SOP-5006 JIKEI-SOP-5007 JIKEI-SOP-5008			
		8 抗血小板抗体	血清		抗血小板抗体キット	JIKEI-SOP-5012			
	D012 感染症免疫学的検査								
		5 梅毒血清反応 (STS) 定量	血清		メディエース RPR	JIKEI-SOP-2033			
		6 梅毒トレポネーマ抗体定量	血清		メディエース TPLA	JIKEI-SOP-2032			
		7 アデノウイルス抗原定性 (糞便)	便		ラビッドテスタ ロタ/アデノ II	JIKEI-SOP-6010			
		8 ロタウイルス抗原定性 (糞便)	便		ラビッドテスタ ロタ/アデノ II	JIKEI-SOP-6010			
		9 ヘルピクター・ピロリ抗体定性・半定量	尿		ラビランHピロリ抗体スティック	JIKEI-SOP-4014			
		12 クロストリジウム・ディフィシル抗原定性	便		GEテストイムノクロマト CD GDH/TOX	JIKEI-SOP-6008			
		18 A群β溶連菌迅速試験定性	分泌液		イムノエースSTREP A NEO (TYPEA)	JIKEI-SOP-4010			
		22 インフルエンザウイルス抗原定性	分泌液		イムノエースFLU	JIKEI-SOP-4007			
		23 RSウイルス抗原定性	分泌液		イムノエースRSV Neo	JIKEI-SOP-4008			
		26 マイコプラズマ抗原定性 (免疫クロマト法)	分泌液		リポテストマイコプラズマ	JIKEI-SOP-4013			
		26 ノロウイルス抗原定性	便		イムノキャッチ ノロPlus	JIKEI-SOP-6009			
		36 大腸菌血清型別	便		病原大腸菌免疫血清「生研」	JIKEI-SOP-6013	SOP-6003から検査項目を独立	2024/4/1	
		38 アデノウイルス抗原定性 (糞便を除く。)	分泌液		イムノエースアデノ	JIKEI-SOP-4009			
		41 (1-3)-β-D-グルカン	血漿		β-グルカン シングルM30テストワコー	JIKEI-SOP-1065	機器更新・試薬変更	2026/4/1	
		45 レジオネラ抗原定性 (尿)	尿		リポテストレジオネラ (ver. 2)	JIKEI-SOP-4011	製造中止のため後継試薬に変更	2025/3/1	
		肺炎球菌莢膜抗原定性 (尿・髄液)	尿	その他	Binax NOW 肺炎球菌	JIKEI-SOP-4012			
		47 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性	便		赤痢アメーバ QUICK CHECK	JIKEI-SOP-4015			
	D013 肝炎ウイルス関連検査								
	D014 自己抗体検査								
		8 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	血清		バナクリア MMP-3「ラテックス」	JIKEI-SOP-1047			
		9 抗サイログロブリン抗体	血清		エクルーシス試薬 Anti-Tg	JIKEI-SOP-2028			
		10 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清		エクルーシス試薬 Anti-TPQ	JIKEI-SOP-2029			
		26 抗TSHレセプター抗体 (TRAb)	血清		エクルーシス試薬 TRAb	JIKEI-SOP-2026			
		39 IgG4	血清		N-アッセイ LA IgG4 ニットーボー	JIKEI-SOP-1075			
	D015 血漿蛋白免疫学的検査								
		4 血清補体価 (CH50)	血清		補体価-HAテストワコー	JIKEI-SOP-1043			
		10 非特異的IgE定量	血清		AIA-バックCL IgE	JIKEI-SOP-2031	機器更新	2025/3/19	
		11 β2-マイクログロブリン	血清	尿	LTオートワコー β2m	JIKEI-SOP-1020			

活動リスト (ISO15189認定範囲)

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	物質 #1	物質 #2	測定方法	SOP番号	変更点	日付	備考
		12 トランスサイレチン(プレアルブミン)	血清		N-アッセイ TIA プレアルブミン ニットーポー	JIKEI-SOP-1045			
	D016 細胞機能検査								
16 微生物学的検査	D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査								
	D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査								
	D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)								
	D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)								
	D023-2 その他の微生物学的検査								
		2 尿素呼吸試験(UBT)	その他		ユービット錠	JIKEI-SOP-8023			
		3 大腸菌ペロトキシン定性	その他		デュオバス・ペロトキシン	JIKEI-SOP-6014	SOP-6003から検査項目を独立	2024/4/1	
17 遺伝子関連・染色体検査									
	a-1 体細胞遺伝子検査(血液腫瘍・移植などの造血器関連検査細胞)(NGS 以外)体・生殖由								
		D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査	血液		Q-probe法	JIKEI-SOP-3901			
	a-2 体細胞遺伝子検査(固形腫瘍などの病理検体)(NGS 以外)								
	b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS 以外)								
		13 結核菌群核酸検出	喀痰	その他	コバス6800/8800システム MTB	JIKEI-SOP-6007			
		14 マイコバクテリウム・アビウム及びびイントラセルラー(MAC)核酸検出	喀痰	その他	コバス6800/8800システム MAI	JIKEI-SOP-6007			
		17 サイトメガロウイルス核酸定量	血漿		コバス6800/8800システム CMV	JIKEI-SOP-6016	外注から院内検査へ移行	2026/3/1	
		18 HIV-1核酸定量	血漿		コバス6800/8801システム HIV-1	JIKEI-SOP-6017	外注から院内検査へ移行	2026/3/1	
		24 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)	穿刺液		FilmArray髄膜炎・脳炎パネル	JIKEI-SOP-6015	新規検査開始項目	2024/8/1	
	c 染色体検査(NGS 以外)								
		D006-5 染色体検査	穿刺液	その他	RPMI培地1640 鏡検法	JIKEI-SOP-3801 JIKEI-SOP-3804	院内から外注へ移行	2025/10/1	
		染色体検査 分染法	穿刺液	その他	G分染法 Q分染法	JIKEI-SOP-3802 JIKEI-SOP-3803	院内から外注へ移行	2025/10/1	
	d 生殖細胞系列遺伝子検査(NGS 以外)								
		D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型	血液		Q-probe法	JIKEI-SOP-3902			
	e NGS(保険収載項目のみ、病原体核酸同定、体細胞遺伝子検査、染色体検査、生殖細胞系列遺伝子検査)								
18 その他検査									
	B0012 特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定)								
		ジギタリス製剤(ジゴキシン)	血清		ナノピア TDM ジゴキシン	JIKEI-SOP-1048			
		抗てんかん剤(フェニトイン、フェノバルビタール、)注)その他については薬剤名を追記してください(和英)。	血清		ナノピア TDM フェニトイン ナノピア TDM フェノバルビタール	JIKEI-SOP-1051 JIKEI-SOP-1050			
		バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	血清		ナノピア TDM バルプロ酸 ナノピア TDM カルバマゼピン	JIKEI-SOP-1052 JIKEI-SOP-1053			
		免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス水和物、)	血液		フレックスカートリッジシクロスポリンCSA フレックスカートリッジタクロリムスTAC	JIKEI-SOP-2041 JIKEI-SOP-2042			
		メトトレキサート	血清		Alinity メトトレキサート・アポット	JIKEI-SOP-2040	機器更新	2026/3/19	
		アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン、テイコブラニン)	血清		ナノピア TDM バンコマイシン ナノピア TDM テイコブラニン	JIKEI-SOP-1054 JIKEI-SOP-1056			
病理学的検査									
31 病理標本作製									
	N000 病理組織標本作製								
		1 組織切片によるもの(1臓器につき)	組織		ヘマトキシリンエオジン染色・特殊染色	JIKEI-SOP-7016 JIKEI-SOP-7017			
		2 セルブロック法によるもの(1部位につき)	穿刺液	その他	ヘマトキシリンエオジン染色	JIKEI-SOP-7012			
	N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)								
		電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)	組織		鉛染色	JIKEI-SOP-7002			
	N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製								
		1 エストロゲンレセプター	組織		Ventana UltraView コンファームER(SP1)	JIKEI-SOP-7003			

活動リスト (ISO15189認定範囲)

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サブ#1	サブ#2	測定方法	SOP番号	変更点	日付	備考
		2 プロジェステロンレセプター	組織		Ventana UltraView コンファーム PGR (IE2)	JIKEI-SOP-7004			
		3 HER2タンパク	組織		Ventana UltraView パスウェイ HER2 (4B5)	JIKEI-SOP-7005			
		7 CD30	組織		Ventana OptiView	JIKEI-SOP-7006			
		8 その他	組織		Ventana UltraView	JIKEI-SOP-7008 JIKEI-SOP-7007			
		N003 術中迅速病理組織標本作製 (1 手術につき)							
		術中迅速病理組織標本作製	組織		ヘマトキシリンエオジン染色	JIKEI-SOP-7009			
		N003-2 迅速細胞診							
		術中迅速細胞診	その他		パパニコロウ染色	JIKEI-SOP-7009			
		N004 細胞診 (1 部位につき)							
		1 婦人科等によるもの	その他		パパニコロウ染色	JIKEI-SOP-7010			
		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	穿刺液	その他	パパニコロウ染色	JIKEI-SOP-7011			
		N005 HER2 遺伝子標本作製							
		N005-2 ALK 融合遺伝子標本作製							
		N005-3 PD-L1 タンパク免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製							
		N005-4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製							
		N005-5 BRAF V600E変異タンパク免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製							
32 病理診断							認定範囲外	2024/5/1	
		N006 病理診断					認定範囲外	2024/5/1	
		1 組織診断	組織		ヘマトキシリンエオジン染色	JIKEI-SOP-7013	認定範囲外	2024/5/1	
		2 細胞診断	その他	尿	パパニコロウ染色	JIKEI-SOP-7014	認定範囲外	2024/5/1	
生理学的検査									
101 生理学的検査									
		a 呼吸機能検査 (スパイログラフィー等検査)							
		D200 スパイログラフィー等検査							
		1 肺気量分画測定 (安静換気量測定及び最大換気量測定を含む)			SP790, SP370, FUDAC7	JIKEI-SOP-8005			
		2 フローボリュームカーブ (強制呼出曲線を含む)			SP790, SP370, FUDAC7	JIKEI-SOP-8005			
		3 機能的残気量測定			FUDAC7	JIKEI-SOP-8005			
		D202 肺内ガス分布							
		2 クロージングボリューム測定			FUDAC7	JIKEI-SOP-8008			
		D203 肺胞機能検査							
		1 肺拡散能力検査			FUDAC7	JIKEI-SOP-8007			
		b 循環機能検査							
		D208 心電図検査							
		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導			FX7542, FCP7431, FCP7541, VS3000E, FCP8800, FCP9900, ESP350, FCP8400, VS2500	JIKEI-SOP-8001			
		D210 ホルター型心電図検査							
		ホルター型心電図検査			FM960, FM800, FM970, FM1300, FM1400, SCM9000, SCM950S	JIKEI-SOP-8004	記録器2台更新 FM-1400、FM-970	2025/9/1	
		c 超音波検査							
		D215 超音波検査							
		心臓超音波検査			F75CV, Vivid E95	JIKEI-SOP-8009	Vivid E95 更新	2025/12/18	
		d 脳波検査							
		D235 脳波検査 (過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)							
		脳波検査 (過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)			EEG1214, EEG1218, EEG1278	JIKEI-SOP-8011			